

# MOL Hygi Flow Rapid

## felület fertőtlenítő folyadék

A MOL Hygi Flow Rapid használatra kész, gyors hatású felületfertőtlenítő folyadék. Alkoholálló felületek fertőtlenítésére alkalmas. Alkalmazása egyszerű és biztonságos, így használata javasolt otthoni körülmények között, valamint iskolákban, intézményekben.

Hatásspektrum: baktericid (MRSA is beleértve), fungicid, virucid (burkos és burok nélküli vírusok), tuberkolocid, levurocid (yeastacid), mykobaktericid.

Alkalmazás:

Öntse az oldatot egy egyszer használatos kendőre, vagy a kezelendő felületre, majd oszlassa el egyenletesen. Ügyeljen arra, hogy a teljes felület nedvesítve legyen. A megfelelő hatás érdekében a behatási idő elteltéig kell alkalmazni, mielőtt a felület maradjon folyamatosan nedvesített. Behatási idő: 1 perc. Fertőtlenítés után öblítés nem szükséges.



### Alkalmazási terület



Alkoholálló felületek fertőtlenítése

Vírusok, baktériumok és gombák ellen

### Tulajdonságok és előnyök

Kiváló fertőtlenítő hatás

Egyszerűen használható

Gyorsan és hatékonyan fertőtlenít

Csökkenti a fertőzőes megbetegedések kialakulásának kockázatát

Használatra kész

Közvetlenül használható a felületeken

Nem igényel öblítést

Víz nélkül fertőtlenít

Ideálisan használható otthoni körülmények között, iskolákban, intézményekben

### Specifikációk és jóváhagyások

Nemzeti Népegészségügyi Központ HU-2020-IDEIGLENES-2-00006 engedély

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	fényes, tiszta folyadék
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,881
pH	6,3

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Víztől és tűzö naptól védett helyen, az eredeti kiserelésben, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől, elzárt helyen tárolandó.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: -60°C - +35°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 34029090

**Cikkszámok és kiserelési formák:**

19010484 MOL Hygi Flow Rapid 2L

**Rendelésfelvétel:**

Telefon: 06 30 655 9200 minden nap 08:30-20:00

E-mail: [info@travel4you.hu](mailto:info@travel4you.hu)

Travel4you Minibus Kft.