

# MOL Hygi Fluid

## fertőtlenítő folyadék

A MOL Hygi Fluid hígítást és öblítést nem igénylő, bőrfelületen közvetlenül használható folyadék. Kiválóan alkalmas higiénés kézfertőtlenítésre. Alkalmazása egyszerű és biztonságos, így használata javasolt otthoni körülmények között, valamint iskolákban, intézményekben.

Gyakori használat esetén sem szárítja ki a kéz bőrt, fertőtlenít, kíméli a kezét. 100g oldat 80 g etanol aktív hatóanyagot tartalmaz.

Hatásspektrum: baktericid (MRSA is beleértve), fungicid, virucid (burkos és burok nélküli vírusok), tuberkoloid, levurocid (yeasticid), mykobaktericid.

Alkalmazás:

Juttassunk 3-5 ml terméket a kezünkre, majd egyenletesen dörzsöljük szét. A megfelelő hatás érdekében 30 másodpercig kell alkalmazni, mialatt a bőrfelület maradjon folyamatosan nedvesített.



### Alkalmazási terület



Kézfertőtlenítés otthoni körülmények között, iskolákban, intézményekben

### Tulajdonságok és előnyök

Kiváló fertőtlenítő hatás

Csökkenti a fertőzőes megbetegedések kialakulásának kockázatát  
Gyorsan és hatékonyan fertőtlenít

Egyszerűen használható

Használatra kész  
Közvetlenül alkalmazható a bőrfelületen  
Víz nélkül fertőtleníti a kezét  
Nem igényel öblítést  
Ideálisan használható otthoni körülmények között, iskolákban, intézményekben

Kiváló bőrvédő hatás

Gyakori használat esetén sem szárítja ki a kéz bőrt  
Nem tartalmaz klórt

### Specifikációk és jóváhagyások

Nemzeti Népegészségügyi Központ HU-2020-IDEIGLENES-1-00004 engedély

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	fényes, tiszta folyadék
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,861
pH	6,1

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Víztől és tűz naptól védett helyen, az eredeti kiserelésben, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől, elzárt helyen tárolandó. A terméket körültekintően használjuk, használat előtt mindig olvassuk el a címkét és a termék információkat. Kizárólag külsőleg használjuk! Ne kerüljön nyílt láng vagy elektromos hőforrás közelébe.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap  
Ajánlott tárolási hőmérséklet: -70°C - +35°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 34029090

**Cikkszámok és kiserelési formák:**  
19010483 MOL Hygi Fluid 2L

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 30 655 9200 minden nap 08:30-20:00

E-mail: [info@travel4you.hu](mailto:info@travel4you.hu)

Travel4you Minibus Kft.